

UNLIMITED UP

DA 6 PRINCIPI FISICI NASCONO SINERGIE INNOVATIVE

IL NUOVO ALLEATO
PER RITROVARE LA FORMA
NELLE ZONE CHE DESIDERI

6

TECNOLOGIE

12

MANIPOLI

∞

TRATTAMENTI
VISO E CORPO



 **Sinergy**



L'UNICITÀ DI SINERGY UNLIMITED UP

PREMIER GROUP presenta nel mercato del dimagrimento
SINERGY UNLIMITEDUP UN' INNOVATIVA TECNOLOGIA POLIFUNZIONALE
A SERVIZIO DELLA BELLEZZA SENZA BISTURI.

Un equipaggiamento impareggiabile che ti permetterà di trattare in modo mirato i principali inestetismi di viso e corpo, dando risultati che si avvicinano sempre di più a quelli ottenuti in medicina estetica. In modo del tutto non invasivo.

Sinergy Unlimited Up sfrutta l'azione combinata di SEI diverse tecnologie per un unico scopo:
mantenere la promessa di bellezza e benessere che fai ai tuoi clienti.

PREMIER GROUP AFFRONTA IN MODO COMPLETAMENTE DIVERSO
E INNOVATIVO LA CURA DEGLI INESTETISMI VISO E CORPO.

L'ESPERIENZA TRENTENNALE ED IL KNOW-HOW AZIENDALE
HANNO CONCEPITO UNA FILOSOFIA CHE:

1 **CONSIDERA IL CLIENTE NEL SUO INSIEME**
Approccio globale al benessere

2 **STUDIA LA REALE CAUSA DEGLI INESTETISMI**
Creazione di protocolli adeguati e personalizzati

ECCO PERCHE', L'UNIONE DI QUESTI DUE ASPETTI CONDUCE
IL CLIENTE A RISULTATI VELOCI E DURATURI NEL TEMPO.



Sinergy



DA 6 PRINCIPI FISICI NASCONO SINERGIE INNOVATIVE

LE BIOCORRENTI DI UNLIMITED UP viso e corpo



ET

LE BIOCORRENTI di unlimited up (correnti bifasiche) sono onde quadre a triplice azione specificamente modulate per interagire con le cellule come se fossero interne al sistema di comunicazione cellulare

Oltre all'onda elettrica principale sono emesse delle frequenze di battimento che determinano una modulazione specifica atta a comunicare messaggi interpretabili ed eseguibili a livello cellulare e tissutale.

In pratica vengono emessi segnali che impartiscono ordini di attivazione, inattivazione e modulazione che le cellule sono obbligate ad eseguire e che eseguiranno sempre in coerenza con le loro possibilità metaboliche.

RADIOFREQUENZA MODULATA MULTIPOLARE



RF



MIO FASCIAL MATRIX

Un manipolo corpo brevettato per agire sulla fascia profonda del muscolo, liberando i piani dei tessuti rendendo di nuovo fluido il movimento corporeo. Agisce sugli accumuli adiposi ostici da ridurre, aderenze, cellulite in fase di sclerotizzazione.



COMBODY SHAPE


Manipolo per i trattamenti corpo che permette l'uso combinato di Radiofrequenza modulata multipolare, ultrasuoni e fotodetossinazione.



MIO RIGENERA

Speciale manipolo per la mio rigenera. Attraverso l'azione combinata di radiofrequenza, massaggio micromeccanico e fotostimolazione stimola i fasci muscolari superficiali.

LASER LLLT LASER 980 NM



LLLT


Il trattamento con laser a basso livello 980nm (Low Level Laser Treatment - LLLT), è un metodo non invasivo ed un approccio non termico.

Nell'ultimo decennio, LLLT ha iniziato a essere utilizzato come tecnica per il modellamento del corpo non invasivo, sia per la riduzione dell'inestetismo causato dalla cellulite e sia per i pannicoli adiposi, in termini di rimodellamento. Alcuni studi ne dimostrano la sicurezza ed efficacia.

Le capacità sinergiche in abbinamento a LLLT permettendo un significativo rimodellamento della silhouette, il tessuto cutaneo apparirà visibilmente più tonico, compatto e idratato.

DA 6 PRINCIPI FISICI NASCONO SINERGIE INNOVATIVE

VACUUM PULSATA DA 120 PULSAZIONI MIN E VACUUM CONTINUA



VA



ENDOVACUUM


Stimola il microcircolo, richiama nutrimento e sangue ossigenato nel tessuto connettivo e drena i liquidi in eccesso, favorisce lo scollamento dei tessuti



DETOXVACUUM

Stimola il microcircolo, richiama nutrimento e sangue ossigenato nel tessuto connettivo e drena i liquidi in eccesso, attraverso l'aspirazione continua del tessuto (vacuum continuo).

ULTRASUONI PULSATI MODULATI AD ALTA FREQUENZA



US


Effetto termico: fa sì che l'energia si trasformi in calore e vada a surriscaldare i manipoli ed i tessuti. (Motivo per cui si consiglia di non utilizzare livelli di potenza dell'ultrasuono oltre il 90%).

Effetto meccanico: è l'effetto che si ha in seguito alla penetrazione del fascio ultrasonico nel tessuto. Crea una vibrazione che permette agli agglomerati adiposi di affiorare in superficie, stimolando il tessuto.

Effetto micromeccanico: il fascio ultrasonico, caratterizzato da una continua variazione pressoria, entra in contatto con l'adipocita e ne varia la struttura, aumentando la permeabilità della membrana citoplasmatica. Questo aumento di permeabilità provoca la fuoriuscita del contenuto trigliceridico della cellula, riducendone le dimensioni. Questo cambiamento strutturale diventa progressivamente definitivo portando lentamente alla devitalizzazione dell'adipocita.

I due effetti predominanti, che risultano essere **MECCANICO** e **MICROMECCANICO**, permettono la **RIDUZIONE VOLUMETRICA DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE** e un **AMMORBIDIMENTO DELLA FIBRA**.

LA FOTOBIMODULAZIONE CON LED 580NM



LED

La fotobiomodulazione con LED giallo (lunghezza d'onda: 580 nm) ha un'azione detossinante e favorisce il drenaggio di liquidi e tossine, oltre ad essere un valido aiuto per il sistema linfatico.

FACE IL MEGLIO DELLA RADIOFREQUENZA PER L'ANTIAGE

RF BIPOLARE MATRIX



RM

COS'È?

Manipolo per radiofrequenza Matrix bipolare viso.

COSA FA?

Il passaggio di corrente avviene tra i due poli presenti nella testina del manipolo, sviluppando calore endogeno negli strati più superficiali.

QUANDO USARLO?

Per un generalizzato effetto distensivo e tensore.

RF FRAZIONATA 37 PIN



RFF

COS'È?

Testina circolare a 37 pin per la radiofrequenza a impulsi frazionati.

COSA FA?

Concentra l'emissione frazionata di RF in 37 pin e permette una biostimolazione dei tessuti più profondi e una ricompattazione della grana della pelle.

QUANDO USARLO?

Per trattamenti antiage più intensivi e per migliorare la texture.

RF FRAZIONATA 12 PIN



RFF

COS'È?

Testina lineare a 12 pin per la radiofrequenza a impulsi frazionati.

COSA FA?

Concentra l'emissione frazionata di RF in 12 pin disposti in maniera lineare per trattare zone specifiche.

QUANDO USARLO?

Per un effetto riempitivo mirato su rughe specifiche, e per il trattamento di smagliature di nuova formazione.



FACE LA RIVOLUZIONE NELL' ENDOVACUUM

FACE ENDO VACUUM



EV

COS'È?

Testina endo vacuum specifica per il viso e le zone in cui la pelle è più sottile e delicata.

COSA FA?

Rimpolpa e rassoda il tessuto, aspirandolo a un ritmo programmato (vacuum pulsato). Grazie all'innovativo sistema NOS (not overstretching system), il rilascio dei rulli segue il ritmo dell'aspirazione. In questo modo il tessuto non viene stressato riducendo il rischio di edemi e traumi Alla rete capillare.

QUANDO USARLO?

Ideale preparazione ai trattamenti antiage, per un immediato effetto rimpolpante e di ridefinizione.

FACE DETOX VACUUM



DV

COS'È?

Testina Detox Vacuum specifica per il viso e le zone in cui la pelle è più sottile e delicata.

COSA FA?

Stimola il microcircolo, richiama nutrimento al tessuto connettivo e drena i liquidi in eccesso, attraverso l'aspirazione continua del tessuto (vacuum continuo).

QUANDO USARLO?

Ideale per preparare i tessuti e per detossinare la pelle del viso.



Premier Group s.r.l
Via Mulino della Prea 15 | 21036 Gemonio (VA)
Tel . +39 0332 970935 | Fax + 39 0332 793913
info@premiergroupcosmetici.com
www.premiergroupcosmetici.com

 **Sinergy**