

SINERGY PERSONAL TRAINER

DA 4 PRINCIPI FISICI NASCONO SINERGIE INNOVATIVE

IL NUOVO ALLEATO
PER RITROVARE LA FORMA
NELLE ZONE CHE DESIDERI



TECNOLOGIE



MANIPOLI



TRATTAMENTI
VISO E CORPO



 **Sinergy**



L'UNICITÀ DI SINERGY UNLIMITED UP

PREMIER GROUP presenta nel mercato del dimagrimento
SINERGY UNLIMITEDUP UN' INNOVATIVA TECNOLOGIA POLIFUNZIONALE
A SERVIZIO DELLA BELLEZZA SENZA BISTURI.

Un equipaggiamento impareggiabile che ti permetterà di trattare in modo mirato i principali inestetismi di viso e corpo, dando risultati che si avvicinano sempre di più a quelli ottenuti in medicina estetica. In modo del tutto non invasivo.

Sinergy Unlimited Up sfrutta l'azione combinata di SEI diverse tecnologie per un unico scopo:
mantenere la promessa di bellezza e benessere che fai ai tuoi clienti.

PREMIER GROUP AFFRONTA IN MODO COMPLETAMENTE DIVERSO E INNOVATIVO LA CURA DEGLI INESTETISMI VISO E CORPO.

L'ESPERIENZA TRENTENNALE ED IL KNOW-HOW AZIENDALE HANNO CONCEPITO UNA FILOSOFIA CHE:

1 **CONSIDERA IL CLIENTE NEL SUO INSIEME**
Approccio globale al benessere

2 **STUDIA LA REALE CAUSA DEGLI INESTETISMI**
Creazione di protocolli adeguati e personalizzati

ECCO PERCHE', L'UNIONE DI QUESTI DUE ASPETTI CONDUCE
IL CLIENTE A RISULTATI VELOCI E DURATURI NEL TEMPO.



Sinergy



DA 4 PRINCIPI FISICI NASCONO SINERGIE INNOVATIVE

LE BIOCORRENTI DI UNLIMITED UP viso e corpo



LE BIOCORRENTI di unlimited up (correnti bifasiche) sono onde quadre a triplice azione specificamente modulate per interagire con le cellule come se fossero interne al sistema di comunicazione cellulare

Oltre all'onda elettrica principale sono emesse delle frequenze di battimento che determinano una modulazione specifica atta a comunicare messaggi interpretabili ed eseguibili a livello cellulare e tessutale.

In pratica vengono emessi segnali che impartiscono ordini di attivazione, inattivazione e modulazione che le cellule sono obbligate ad eseguire e che eseguiranno sempre in coerenza con le loro possibilità metaboliche.

RADIOFREQUENZA MODULATA MULTIPOLARE



MIO FASCIAL
MATRIX

Un manipolo corpo brevettato per agire sulla fascia profonda del muscolo, liberando i piani dei tessuti rendendo di nuovo fluido il movimento corporeo. Agisce sugli accumuli adiposi ostici da ridurre, aderenze, cellulite in fase di sclerotizzazione.



COMBODY
SHAPE


Manipolo per i trattamenti corpo che permette l'uso combinato di Radiofrequenza modulata multipolare, ultrasuoni e fotodetossinazione.



MIO
RIGENERA

Speciale manipolo per la mio rigenera. Attraverso l'azione combinata di radiofrequenza, massaggio micromeccanico e fotostimolazione stimola i fasci muscolari superficiali.

LASER LLLT LASER 980 NM



Il trattamento con laser a basso livello 980nm (Low Level Laser Treatment - LLLT), è un metodo non invasivo ed un approccio non termico.

Nell'ultimo decennio, LLLT ha iniziato a essere utilizzato come tecnica per il modellamento del corpo non invasivo, sia per la riduzione dell'ineestetismo causato dalla cellulite e sia per i pannicoli adiposi, in termini di rimodellamento. Alcuni studi ne dimostrano la sicurezza ed efficacia.

Le capacità sinergiche in abbinamento a LLLT permettendo un significativo rimodellamento della silhouette, il tessuto cutaneo apparirà visibilmente più tonico, compatto e idratato.

DA 4 PRINCIPI FISICI NASCONO SINERGIE INNOVATIVE

ULTRASUONI PULSATI MODULATI AD ALTA FREQUENZA



Effetto termico: fa sì che l'energia si trasformi in calore e vada a surriscaldare i manipoli ed i tessuti. (Motivo per cui si consiglia di non utilizzare livelli di potenza dell'ultrasuono oltre il 90%).

Effetto meccanico: è l'effetto che si ha in seguito alla penetrazione del fascio ultrasonico nel tessuto. Crea una vibrazione che permette agli agglomerati adiposi di affiorare in superficie, stimolando il tessuto.

Effetto micromeccanico: il fascio ultrasonico, caratterizzato da una continua variazione pressoria, entra in contatto con l'adipocita e ne varia la struttura, aumentando la permeabilità della membrana citoplasmatica. Questo aumento di permeabilità provoca la fuoriuscita del contenuto trigliceridico della cellula, riducendone le dimensioni. Questo cambiamento strutturale diventa progressivamente definitivo portando lentamente alla devitalizzazione dell'adipocita.

I due effetti predominanti, che risultano essere **MECCANICO** e **MICROMECCANICO**, permettono la **RIDUZIONE VOLUMETRICA DELLE ADIPOSITÀ LOCALIZZATE** e un **AMMORBIDIMENTO DELLA FIBRA**.

LA FOTOBIMODULAZIONE CON LED 580NM



La fotobiomodulazione con LED giallo (lunghezza d'onda: 580 nm) ha un'azione detossinante e favorisce il drenaggio di liquidi e tossine, oltre ad essere un valido aiuto per il sistema linfatico.

FACE IL MEGLIO DELLA RADIOFREQUENZA PER L'ANTIAGE

RF BIPOLARE MATRIX



COS'È?

Manipolo per radiofrequenza Matrix bipolare viso.

COSA FA?

Il passaggio di corrente avviene tra i due poli presenti nella testina del manipolo, sviluppando calore endogeno negli strati più superficiali.

QUANDO USARLO?

Per un generalizzato effetto distensivo e tensore.



LANUOVA COSMETICA SU MISURA



COSMETICA PROFESSIONALE



COSMETICA DOMICILIARE



Premier Group s.r.l
Via Mulino della Prea 15 | 21036 Gemonio (VA)
Tel . +39 0332 970935 | Fax + 39 0332 793913
info@premiergroupcosmetici.com
www.premiergroupcosmetici.com

 **Sinergy**